

浙江普通导丝型乳腺定位针批发

生成日期: 2025-10-24

乳腺定位针包括串珠乳腺定位针、硬头端串珠乳腺定位针和串珠乳腺定位针三大类，均由两个部件组成，包括一个带参考标识的穿刺针和一个带串珠标识的定位针。乳腺损失手术时，该设备用来为外科医师提供引导切除损伤处。在X射线或超声引导下对乳腺局部微小病灶进行定位，给临床手术医生以明确的引导，以缩小切口，减少手术损伤。由导丝、针管、定位标记、操作标记、针座、移动标识、导丝固定夹、针管保护套和定位丝保护套组成，其中针管由符合GB/T 1220-2007要求的不锈钢SUS304□06Cr19Ni10□制成，导丝由符合GB 24627-2009要求的镍钛合金制成。乳腺定位针是一种医疗器具。浙江普通导丝型乳腺定位针批发

在挑选乳腺定位针厂家的时候，当然不会少产品的考察，通常我们在考察产品的时候，可以从产品的质量、操作流程、功能以及特性等方面入手，综合考察产品的可靠性以及质量的优劣，而且我们在选择厂家的时候，需要注意厂家会不会提供相关的专业培训，由于除颤仪的特殊性，需要专业的操作，此时厂家能否提供专业的培训就显得十分重要。我们在选购的时候尽量选择那种好一点乳腺定位针，这样我们不但能够节省学习成本，而且在关键的时候也能够得到有效的处理。其次了解其对应的配套服务，是否提供售后维护、是否提供上门培训服务，这些都是对于后续使用的关键因素。浙江普通导丝型乳腺定位针批发乳腺定位针可以避免由于重复使用，因消毒不完全而导致的传染。

乳腺定位针注意事项：1. 宜选择上肢静脉作穿刺部位，选择粗直、弹性好、易于固定的静脉，避开静脉瓣、关节部位以及有炎症、硬结等静脉，下肢静脉不应作为成年人穿刺血管的常规部位。2. 避免穿刺头皮静脉，一旦发生药液渗漏，出现痕迹，影响皮肤生长，影响美观。3. 接受乳房诊治术和腋下淋巴结清扫术的患者应选健侧肢体进行穿刺。4. 外周静脉乳腺定位针穿刺处的皮肤消毒范围直径应 $\geq 8\text{ cm}$ □应待消毒液自然干燥后再进行穿刺。5. 在满足诊疗前提下选用较小型号、较短的乳腺定位针。

如何区分乳腺穿刺和定位针？主要是体现在一种是明确诊断，一种是为了手术病变的切除。对于乳腺穿刺往往是怀疑不排除恶性疾病的情况下，在超声诊断定位的前提下做空心针的穿刺，用穿刺针刺入乳腺可疑的病变区域取得病理标本，然后进行病理学的检查。而定位针大多数已经明确肿物的病变性质以后，因为肿物比较小，在手术诊疗过程中很有可能导致困难，需要术前用定位针来确定病变位置，方便手术过程中完整切除。乳腺定位针适用于手术中乳腺活组织检查定位。乳腺定位针可以使定位导丝容易夹持和被固定在原位。

乳腺定位针在麻醉之前用彩超确定一下结节的具体的位置，然后再进行麻醉，手术中才能根据术前定位找到病变位置，才能有针对性的切除这个定位的组织做病理检查，明确诊断。乳腺定位针的作用包括以下几个方面：1. 乳腺定位针能够准确定位乳腺病变，提高病变检出率，避免了因病灶微小，难以精确切除而扩大手术范围。2. 乳腺定位针能够简化手术操作，减少手术创伤，减轻了病人的痛苦及经济负担。3. 乳腺定位针操作简单，而且易于学习，准确性高，通过发展这项技术，可以更好地完成对患者乳腺乳管内隆起性的病变诊疗。乳腺定位针由手柄和针体部分组成。浙江普通导丝型乳腺定位针批发

关于价格方面，乳腺定位针是正规渠道发货，质量是市场上伪劣产品不能比拟的。浙江普通导丝型乳腺定位针批发

乳腺定位针是一种用于单个患者的一次性用品，有不同长度的导丝可供选择。其中导丝材质为302不锈钢，定位针材质为304不锈钢。乳腺定位针，主要针对隐匿性乳腺病灶，优势是能够防止手术中误切断导丝，属于高

性能不锈钢材质。独特的倒钩设计，有效防止导丝滑出；导丝双刻度，清晰标识导丝头端及倒钩出针位置；体表固定夹，固定导丝位置。乳腺定位针操作简单，而且易于学习，准确性高，通过发展这项技术，可以更好地完成对患者乳腺乳管内隆起性的病变诊疗。浙江普通导丝型乳腺定位针批发

上海颂柯医疗器械有限公司是一家贸易型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。公司是一家有限责任公司（自然人独资）企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供***的产品。公司拥有专业的技术团队，具有脉搏血氧仪，半自动体外除颤器，间歇式气动压力系统，一次性使用活检针等多项业务。上海颂柯医疗器械顺应时代发展和市场需求，通过**技术，力图保证高规格高质量的脉搏血氧仪，半自动体外除颤器，间歇式气动压力系统，一次性使用活检针。